

# Broncoflex™

Single-use Bronchoscope



# Easy BAL Clip™

**TSC** The Surgical Company

— ENDOVISION —

Specialization through Innovation

# Easy BAL Clip™

## ENKEL LÖSNING FÖR PROVTAGNING

Easy BAL Clip™ är en engångslösning för provtagning genom bronkalveolärt lavage. Den är fäst vid Broncoflex och kan anslutas till flera storlekar av provbehållare.



## KOMPATIBILITET MED PROVBEHÅLLARE

Easy BAL Clip™ möjliggör anslutning till flera storlekar av provbehållare. Ingen gräns för provstorlek eller antal provtagningar.



## EN ENSAM ANVÄNDARE KAN UTFÖRA PROVTAGNING

En läkare kan ensam utföra provtagning och byta till en annan behållare efter behov.



## FÖRBÄTTRAD HANTERING AV SUGSLANG

Placeringen av det övre handtaget håller provbehållaren upprätt för att förhindra förlust av provmaterial.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MATERIAL	ABS-PC
LÄNGD	90 mm
BREDD	75 mm
HÖJD	30 mm
VIKT	15,5 g
ARTIKELNUMMER	41010000

The Surgical Company Endovision  
Axess Vision Technology  
Zone de la Liodière – 6 rue de la Flottière  
37300 Joué-lès-Tours (Frankrike)  
Tfn: + 33 (0)2 47 34 32 90

<https://tsc-group.com/endovision>  
[www.broncoflex.com](http://www.broncoflex.com)

